

### Allgemeines

Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff gegen schädlichen Lärm zur einmaligen Verwendung (EN 352-2:2020, EU 2016/425).

Produktzertifizierung und Produktüberwachung: IFA Institut für Arbeitsschutz der DGUV (0121), Alte Heerstraße 111, 53757 St. Augustin, Deutschland.

**Material:** Polyurethanschaum (PU) - Schaum

**Farbe:** gelb-grün marmoriert

**Größe:** Ø 5 - 10 mm

**Eigenschaften:** Der weiche, anatomisch geformte Ohrstöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus und schützt zuverlässig vor schädlichem Lärm und störenden Geräuschen. Der kleinere und taillierte Ohrstöpsel eignet sich optimal für Erwachsene mit kleineren Gehörgängen sowie für Kinder (ab 6 Jahren). Er ermöglicht einen guten Sitz dank seiner offenporigen, leicht rauen Oberfläche.

**Anwendung:** IN-Ohr Stöpsel (wird in den Gehörgang eingeführt)



Den Ohrstöpsel der Länge nach fest zusammenrollen.



Mit einer Hand über den Kopf greifen und das Ohr etwas nach oben ziehen, mit der anderen Hand den gerollten Stöpsel tief in den Gehörgang einführen.



Den Ohrstöpsel halten, bis er sich ausgedehnt hat und dicht sitzt.

**Entfernung:** Entfernen Sie den Stöpsel langsam mit den Fingern.

### Schalldämmung (EN ISO 4869-2)

Frequenz Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittelwert dB	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1
Standardabweichung dB	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0
Angenommene Schutzwirkung APV dB	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1

	SNR	H	M	L
Mittelwert dB	38,1	37,3	37,0	34,6
Standardabweichung dB	3,2	3,3	3,7	5,3
<b>Wert dB</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>29</b>

### Hinweise

- Setzen Sie die Gehörschutzstöpsel nach Anleitung ein und kontrollieren Sie den korrekten Sitz.
- Achten Sie auf eine hygienische Anwendung. Ihre Hände, Ohren und Ohrstöpsel müssen sauber und trocken sein!

- Ersetzen Sie verschmutzte, beschädigte oder unzureichend abdichtende Ohrstöpsel.
- Eine Reinigung des Produkts ist nicht möglich. Ersetzen Sie verschmutzte, beschädigte oder unzureichend abdichtende Ohrstöpsel.
- Gehörschutz muss in Lärmbereichen ohne Unterbrechung getragen werden.
- Plötzliches oder schnelles Entfernen des Stöpsels aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen.
- Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Informationen können beim Hersteller angefordert werden.
- Warnung: Nichtbeachtung der Hinweise kann die Schutzwirkung des Produktes erheblich beeinträchtigen!
- Von Kleinkindern fernhalten (Gefahr des Verschluckens).
- Anwendung bei Kindern ab sechs Jahren möglich; nur unter Anleitung von Erwachsenen.
- Aufbewahrung: In der Dose, trocken und vor Hitze geschützt.

### Einsatzgebiete

**Im privaten Bereich:** Wenn Sie in der Freizeit Lärm ausgesetzt sind oder einfach nur Ihre Ruhe haben möchten, sind OHROPAX® Mini SOFT die idealen Ohrstöpsel für kleinere Gehörgänge.

### Am Arbeitsplatz:

- OHROPAX® Mini SOFT ist an vielen Arbeitsplätzen geeignet, insbesondere in den sogenannten nicht klassischen Lärmbereichen wie Großraumbüros und Rechenzentren (Lärmpegel <75 dB (A)).
- Kein Schwitzen und kein Druck auf die Ohrmuschel wie bei Kapselgehörschützern.
- Keine Trageprobleme bei Brillenträgern.
- Kombinierbar mit Schutzhelmen, Schutzbrillen und Kapselgehörschützern.
- Sprache und Warnsignale werden noch wahrgenommen. Der Schall wird gedämmt, aber nicht völlig ausgeschlossen.

### Eignung

Vor der Anwendung bei starkem Lärm sollten Sie zunächst überprüfen, ob der Stöpsel für diese Belastung geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die Hinweise, Schalldämmwerte und [die Informationen zu Schalldämmwerten und Schutzwirkung](#).

### Verträglichkeit

OHROPAX® Mini SOFT gilt als ausgesprochen gut verträglich. Bestandteile mit bekanntem allergieauslösendem Potenzial sind nicht enthalten. An Gehörschutz muss man sich manchmal erst gewöhnen. Wir empfehlen, die Tragedauer allmählich zu erhöhen. In seltenen Fällen wird anfangs der eigene Pulsschlag wahrgenommen. Dieser Effekt verschwindet normalerweise nach kurzer Gewöhnung.